



تأكد من أن الجهاز والكيبلات وغشاء الرأس في مكان بعيد عن متناول الأطفال .  
ملاحظات

لا توجد حاجة إلى غسل الشعر بعد العلاج. إذا قررت بالفعل غسل الشعر، فُرجي الانتظار لمدة 15 دقيقة بعد الانتهاء من العلاج.  
بعد فترة العلاج، قد ينسقط القمل الميت من الشعر بصورة طبيعية. إذا كنت تريد إزالته فوراً بعد العلاج، فاستخدم مشط Novokid المرفق مع العبوة.

#### 7 التخزين والصيانة

ننصحك بما يلي:

- أن تُجمَع مجموعة Novokid لعلاج القمل بعدة عن متناول الأطفال .
- أن تضع جميع الأجزاء في العبوة وتخزينها في درجة حرارة الغرفة لاستعمالها فيما بعد .
- ألا تلف الأنابيب حول الجهاز .
- ألا تستخدم أي كيبسولة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة .
- أن تستبدل البطاريات بمجرد ظهور الضوء الأحمر على الجهاز .
- أن تنظف القبة باستخدام الماء والصابون وتحققها باستخدام فوطة رطبة .
- يجب الحفاظ على جفاف وحدة الأساس .

#### 8 المواد المستهلكة

لشراء أغذية للرأس وكيبلات إضافية، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني [www.novokid.com](http://www.novokid.com).

#### 9 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا لم ينفتح غطاء الرأس بمجرد تشغيل الجهاز، فأحكم وصلة الكيبسولة الموجودة خلف الرأس وتأكد من وجود صمام التنفيس في مكانه.

إذا لم يُوضِّع مصباح LED، فتأكد من أن البطاريات مثبتة بصورة صحيحة أو استبدلها. في حال وجود أي مشاكل أخرى، يُرجى الاتصال بخدمة عملاء Novokid.

#### 10 خدمة العملاء

يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من المعلومات أو لدعم العملاء:  
[www.novokid.com](http://www.novokid.com) | [service@novokid.com](mailto:service@novokid.com)

#### 11 الضمان

تتميز مجموعة Novokid لعلاج القمل بضمان لمدة 3 سنوات. يُرجى الرجوع إلى بطاقة ضمان Novokid للمزيد من التفاصيل.

#### 12 طريقة التخلص من العبوة

يُرجى التخلص من العبوات في نقطة إعادة تدوير تصنف المواد حسب نوعها. تخلص من البطاريات المُستخدمة بعيداً عن النفايات المنزلية ووفقاً للوائح النفايات المطبقة في بلدك.

#### 13 المواصفات

الطرز	TC-001
متطلبات الطاقة	4 بطاريات AA بجهد 6 فولت = 500 ملي أمبير
درجة حرارة التشغيل والبطارية	من 15 إلى 30 درجة مئوية؛ نسبة البطارية: >70%
ضغط المضخة	4 لترات في الدقيقة
تعليمات التخزين	درجة حرارة الغرفة (راجع الفقرة 7)

#### 14 الإشارات والرموز

المنتجات التي تحمل هذا الرمز تفي بمتطلبات توجيهات اللجنة الأوروبية.	CE
لاستعمال داخل المنزل فقط.	🏠
يتميز هذا الجهاز بأنه لا يسمح بدخول الأشياء التي يزيد قطرها عن 2.5 م، مثل الأصابع، وذلك للحماية من الصدمات الكهربائية.	IP22
لا تستخدمه في بيئة رطبة.	🚫💧
لا تتخلص من مع النفايات المنزلية. اتبع القواعد المطبقة في بلدك لمعرفة كيفية جمع النفايات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات بشكل منفصل. تساعد طريقة التخلص الصحيحة على منع حدوث العواقب السلبية التي تضر بالبيئة وصحة الإنسان.	♻️
نطاق درجة حرارة التشغيل من 15 إلى 30 درجة مئوية.	🌡️
يتضمن دليل المستخدم تعليمات وتعليمات مهمة للاستخدام.	📖
تاريخ الإنتاج	🏭
المدوب المفوض في الاتحاد الأوروبي	🇪🇺
لاستعمال حتى تاريخ	🕒
LTD NOVOMIC شركة تابعة لشركة TechCare corp شارع هاملاخ 23، يوهن هدين، إسرائيل	🏢
MEDES LTD.5 Beaumont Gate, Shanley Hill. Radlett Herts WD7 7AR, United Kingdom. Tel/Fax : +44(0)1923859810	EC REP

#### معلومات عن قمل الرأس

تبدأ كل حالة من حالات الإصابة بقملة واحدة أو عدد قليل من القمل الموجد على الرأس الذي يبس ثم يقف في غضون 7 - 10 أيام وتسمى دورة الكائن والعدوى التي تتكون من 3 مراحل:  
بيض القمل - يوضع عادة بالقرب من فروة الرأس وفي الجزء الخلفي من الرأس وخلف الأذنين. بمجرد ما تنفك البيضة القملة (وفي غضون 7 - 10 أيام)، تظل بقايا قشرة البيضة الفارغة معلقة بالشعر.  
الحويبة (حشرة) - القمل الصغير الذي يقف من البيض. في هذه المرحلة، يصبح القمل غير قادر على التكاثر.  
القمل الناضج - يصبح القمل ناضجاً بعد مرور 10 أيام من الفقس ويبدأ في التكاثر بعد أن يصل إلى حجمه الكامل، وفي هذه المرحلة يبدأ في وضع البيض. يختلف حجم قمل الرأس حسب عمره، حيث يتراوح طوله بين 0.5 و 3 م.  
لا يمكن أن ينتقل قمل الرأس إلا عن طريق الاتصال المباشر بالرأس. يقف القمل بالشعر بواسطة مخالب، ولكن بعد العلاج يفقد قوته وينساقط.

#### 1 قبل البدء

يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بالكامل قبل استخدام مجموعة Novokid لعلاج القمل. تأكد من قراءة جميع التحذيرات قبل الاستخدام واتخاذ كافة احتياطات السلامة الموصى بها

#### 1.1 وصف الجهاز

يُعد Novokid عبارة عن جهاز مبتكر لعلاج قمل الرأس والقمل الكبير والبيض بفعالية.

يستخدم Novokid محلولاً بيضياً مستخلصاً من النباتات غير سام وخالياً من المبيدات الحشرية أو السليكون أو الكحول فضلاً عن أنه فعال وسهل الاستخدام.

#### 1.2 محتويات العبوة

تتضمن مجموعة Novokid لعلاج القمل ما يلي:

- جهاز تبخير من Novokid
- 4 كيبسولات لعلاج من LED
- 1 غطاء للرأس من Novokid
- 2 مشبك توصيل
- 1 أنبوب سيليكون
- 1 مشط لإزالة القمل
- 1 مفك لاستبدال البطارية
- 1 رزمة تشمل على 4 بطاريات
- 1 دليل مستخدم وشهادة ضمان

#### 2 الغرض من الاستخدام والسلامة

ثبتت علمياً أن Novokid صالح للاستخدام على جميع أنواع الشعر وأطوله، فضلاً عن أنه صالح للاستخدام على الأطفال في سن 4 سنوات وأكثر تحت إشراف الكبار. لا تقف خلف رأس الطفل أثناء تشغيل الجهاز.  
مجموعة Novokid لعلاج القمل مخصصة للاستخدام الخارجي فقط.

#### 3 تحذير

لا تستخدمها في حال الإصابة بعدوى أو جرح أو تهيج في الجلد أو مشاكل في الجلد. إذا ظهرت أعراض لطيف جلد أو أي أعراض أخرى لرد الفعل التحسسي أثناء الاستخدام أو بعده، فأوقف العلاج واغسل الجلد بالماء فوراً. في حال استمرار التهيج، اطلب المشورة الطبية.

#### 4 الآثار الجانبية المحتملة

قد يُسبب العلاج حكة أو تهيجاً طفيفاً في فروة الرأس.

#### 5 قبل بدء العلاج

قبل استخدام مجموعة Novokid لعلاج القمل، تأكد ما يلي:  
إجراء العلاج في غرفة جافة جيدة التهوية.  
جفاف الشعر تماماً وخلوه من أي كريم أو جل أو زيت أو دبابيس شعر أو أي ملحقات أخرى. (ببني تجفيف الشعر من آثار العرق تماماً قبل بدء العلاج باستخدام مجفف الشعر).

#### 6 بدء الاستخدام

تستغرق مجموعة Novokid لعلاج القمل 10 دقائق. اتبع هذه الخطوات البسيطة:  
ضع القبة على رأس الولد، بحيث يقع المنفذ مع الكتابة Novokid بالضبط في الجزء الخلفي من رأس الولد. تأكد من نظف الشعر والأذنين كلياً بواسطة القبة.  
مفك الشريط المصنوع من السيليكون الموجود في مقدمة القبة على الجبين.  
لا تُغطِّ العين بالغطاء.  
تأكد من أنك تضغط الهواء برفق بعيداً عن الغطاء.  
يُعد هذا أمراً بالغ الأهمية لنجاح العلاج.  
ضع كيبسولة واحدة داخل الموصل المنحني بغطاء الرأس. صل الطرف الآخر من الكيبسولة بنظر الأنبوب - ستسمع صوتاً عند تركيبها بإحكام.

#### أنت الآن على استعداد لبدء العلاج!

اضغط على الزر الموجود على الوحدة الأساسية. سيومض الضوء الأخضر. أثناء العلاج، سيقيم الجهاز بإعادة التشغيل 4 مرات من تلقاء نفسه.  
بمجرد الانتهاء من العلاج، سينطفئ الضوء الأخضر.  
أزل الغطاء بعناية من خلال سحبه من فوق الرأس لتجنب ملامسته للعين (يُرجى الملاحظة أن الرائحة ستهدياً في غضون بضعة دقائق).

بعد العلاج، أزل الكيبسولة من الأنبوب وتخلص منها. ننصح بوضع الكيبسولة المُستخدمة في كيس لتجنب كسر العلاج باستخدام كيبسولة جديدة بعد مرور 24 ساعة.  
مهماً! للحصول على أفضل النتائج لشعر صحي ونظافة الشعر، يُنصح بإجراء العلاج كل 7 أيام.